

## FoamDipper™ Preguntas frecuentes

[¿Cuál es la diferencia entre el MultiFoamer™ \(ADC/150\) y el FoamDipper™ \(ADC/130\)?](#)

[¿Debo utilizar espuma o una solución líquida?](#)

[¿Cuáles productos químicos puedo utilizar?](#)

[¿Puedo almacenar productos químicos en las botellas de los vasos para dipping para que esté lista para usar con el fin de acelerar mi rutina de ordeña?](#)

[¿Tienen botellas de repuesto disponibles?](#)

[\*\*Mi pregunta no ha sido respondida - ¿Cómo puedo obtener más información?\*\*](#)

[Top](#)

- [¿Cuál es la diferencia entre el MultiFoamer™ \(ADC/150\) y el FoamDipper™ \(ADC/130\)?](#)  
Ambos vasos para dipping son adecuados para usar con agentes espumantes, y ambos productos son fáciles de apretar para generar la espuma en forma rápida y constante, y se pueden desarmar para su limpieza. Sin embargo, el MultiFoamer™ utiliza un sistema patentado de generación de espuma (referencia: PCT/GB2008/050206). Vendemos un paquete de servicio (ADC/151) que incluye una tapa anti polvo y 3 mallas de filtro, como también un tapón rosca (ADC/152) para el MultiFoamer™ - los cuales no son necesarios para el FoamDipper™.

[Top](#)

- [¿Debo utilizar espuma o una solución líquida?](#)  
El dipping o desinfección de pezones (ya sea en espuma o en solución líquida) proporciona una mejor cobertura a los pezones que la aspersión, al mismo tiempo que reduce el consumo de producto químico.  
La espuma es particularmente eficaz para aflojar y eliminar la suciedad y la materia fecal de los pezones y además es mejor que el líquido para penetrar en la superficie de la piel. El uso de agentes espumantes también reduce el consumo de producto químico comparado con soluciones líquidas o aerosoles para la desinfección de pezones.  
Sin embargo, tanto las soluciones líquidas como la espuma son altamente eficaces para reducir el recuento de bacterias, como parte de una buena higiene de la ubre u protocolo de salud.  
Para obtener más información, consulte el [Foam Study Report](#) producido por el IAH.

[Top](#)

- [¿Cuáles productos químicos puedo utilizar?](#)  
Como Ambic es fabricante de equipos de higiene para lecherías y no de productos químicos, no podemos pronunciarnos sobre la amplia variedad de productos químicos aprobados para el cuidado e higiene de los pezones que existe en el mercado. No obstante, sabemos que algunos productos químicos pueden afectar adversamente las botellas después de un tiempo. Los productos químicos que contienen dióxido de cloro y ácido pueden hacer que las botellas se pongan más quebradizas con el tiempo, a medida que la sustancia química lixivia el plastificante. Estos productos químicos pueden ser utilizados, pero tendrá que tener en cuenta que deberá cambiar las botellas con más frecuencia. Enjuagar bien las botellas después de cada uso y asegurarse de no almacenar el producto químico en la botella del vaso para dipping puede ayudar.

[Top](#)

- ¿Puedo almacenar productos químicos en las botellas de los vasos para dipping para que esté listo para usar y así acelerar mi rutina de ordeña?

Los productos químicos pueden ser almacenados en la botella del vaso para dipping, por lo que ofrecemos tapas (ADC/106) en una variedad de colores para adaptarse a sus necesidades. Por favor tenga claro que con el paso del tiempo los productos químicos ácidos lixivian el plastificante de las botellas, razón por la cual eventualmente se tornan quebradizas. Por lo tanto, ofrecemos botellas y botellas y tapas por separado (ADC/101 & ADC/105).



Para acelerar aún más las rutinas de ordeña ofrecemos soluciones para dipping de pezones y de aplicación de espuma más automatizadas utilizando la misma estructura del vaso para dipping. Para obtener más información, visite nuestro sitio web:

[EasiDipper™](#)

[MultiDipper™](#)

[Foam'n'Dip™](#)

[PowerFoamer™](#)

[Top](#)

- ¿Tienen botellas de repuesto disponibles?

Las botellas de repuesto están disponibles con el código ADC/101. También se puede pedir una botella con tapón (ADC/105) o sólo la tapa (ADC/106). Incluso tenemos bases de vasos para dipping disponibles (ADC/107). Por favor tenga en cuenta que las tapas y las bases están disponibles en una variedad de colores.



[Top](#)

- Mi pregunta no ha sido respondida - ¿Cómo puedo obtener más información?

Para más información técnica, póngase en contacto con Ambic, ya sea por correo electrónico o por teléfono:

[tech@ambic.co.uk](mailto:tech@ambic.co.uk)

Tel: +44 (0) 1993 776555

[Top](#)