

EasiDIPPER™ Applicator / Extension Kit

Notes:

1. Use only with Jetstream™/EasiDipper™ system.
2. Adjustable Pressure Module (AED/4016 or AED/4016-V) may be required for use with low viscosity dips.

Remarques:


1. Utiliser uniquement avec le system de pulvérisation Jetstream™/EasiDipper™.
2. Installer le module de pression réglable (AED/4016 ou AED/4016-V) lorsque le système est utilisé avec des produits moins visqueux.

ZUR BEACHTUNG:

1. Verwenden Sie nur mit Jetstream™/EasiDipper™ Zitzensprühgeräte.
2. Bauen Sie das einstellbare Druckstück (AED/4016 oder AED/4016-V) ein, wenn Sie das Gerät mit Mitteln von niedriger Viskosität verwenden.

NOTAS:

1. Use sólo con el sistema de Pulverización de Pezones Jetstream™/EasiDipper™.
2. Instalar el Módulo de Alivio regulable (AED/4016 o AED/4016-V) para el uso con dips de menor viscosidad.



JS7548 v1.2 (14.06.21)

EasiDIPPER™ Applicator / Extension Kit

Notes:

1. Use only with Jetstream™/EasiDipper™ system.
2. Adjustable Pressure Module (AED/4016 or AED/4016-V) may be required for use with low viscosity dips.

Remarques:


1. Utiliser uniquement avec le system de pulvérisation Jetstream™/EasiDipper™.
2. Installer le module de pression réglable (AED/4016 ou AED/4016-V) lorsque le système est utilisé avec des produits moins visqueux.

ZUR BEACHTUNG:

1. Verwenden Sie nur mit Jetstream™/EasiDipper™ Zitzensprühgeräte.
2. Bauen Sie das einstellbare Druckstück (AED/4016 oder AED/4016-V) ein, wenn Sie das Gerät mit Mitteln von niedriger Viskosität verwenden.

NOTAS:

1. Use sólo con el sistema de Pulverización de Pezones Jetstream™/EasiDipper™.
2. Instalar el Módulo de Alivio regulable (AED/4016 o AED/4016-V) para el uso con dips de menor viscosidad.



JS7548 v1.2 (14.06.21)