

AMBIC®

...für den modernen Milchviehhalter

Wählen Sie den für Sie passenden Dippbecher

Modell/ Merkmale	Standard Dipper	No.1 Non Return	Mini Dipper	Twin Dipper	Uni Dipper	Multi Foamer
Non-Return (Rücklaufschutz)		✓	✓	✓	✓	
Standard- dippmittel	✓	✓	✓		✓	
Filmbildende dippmittel				✓	✓	
Schaum- dippmittel						✓
Becherinhalt 15ml			✓			
Becherinhalt 30ml	✓	✓		✓	✓	✓
Kühe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ziegen					✓	
Schafe					✓	
Tiere mit kleinen Zitzen			✓			✓
geeignet für DipMizer	✓	✓	✓	✓	✓	

Artikelnummern

ADM/101-B	DipMizer, einzeln, blau
ADM/103-B	DipMizer, Dreierpack, blau
ADM/030-5	DipMizer-Bürste, Fünferpack

Ihr Ambic-Händler:



Blatt No. DM6404 01.05.10

Ambic Equipment Limited
Avenue Four, Station Lane,
Witney, Oxfordshire,
OX28 4XT. England
Tel: +44 (0) 1993 701936/7
Fax: +44 (0) 1993 779039
Email: sales@ambic.co.uk



ISO 9001
FM 09784

© Ambic Equipment Limited 01.05.10

www.ambic.co.uk

AMBIC®

DipMizer™

vom weltweit führenden Dippbecherhersteller



- Entfernung von überschüssigem Dippmittel
- leichtes Abnehmen vom Becher zwecks regelmäßiger Reinigung
- geeignet für alle Ambic-Dippbecher (außer Schaumdipp)
- Borsten von geringer Dichte, um gerade genug, aber nicht zuviel Dippmittel abzustreifen

leading best practice in livestock health management

Funktionsprinzip des DipMizer™

- Herkömmliche Dippbecher erreichen die Bedeckung der Zitze durch Eintauchen ins Dippmittel, wodurch sie mit Mittel überzogen wird.
- Der DipMizer™ ergänzt den Dippablauf um den Schritt „Abwischen“, der beim Wegziehen des Dippbechers von der Zitze der Kuh einen eventuell vorhandenen Mittelüberschuss entfernt, so dass Sie kein Mittel vergeuden und Geld sparen.
- Beim Abwischen zu viel Dippmittel zu entfernen, kann kontraproduktiv sein, falls zu wenig Dippmittel an der Zitze bleibt, so dass die Eutergesundheit gefährdet ist. Der DipMizer™ wurde mit speziellen Borsten entwickelt, die eben gerade nur den Überschuss entfernen, nicht zuviel, damit die Zitze gut geschützt ist.
- Der DipMizer™-Bürstenaufsatz muss am Ende des Melkens stets entfernt und in einer Reinigungslösung desinfiziert werden, damit das Ansteckungsrisiko gering bleibt.
- Bei jedem Melken ist ein neuer oder gereinigter Bürstenaufsatz zu verwenden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Evaluationsstudie des britischen Institute for Animal Health in Compton.

DipMizer™ in Verbindung mit folgenden Dippbechern

• Das Original, der Nr. 1 Non-Return™

Der Nr. 1 Non-Return war der erste Dippbecher mit Rücklaufschutz, in Sachen Qualität führend auf dem Markt und noch immer die Nr. 1 weltweit bei der verkauften Stückzahl. Der Rücklaufschutz im Becheraufsatz mit 30 ml Fassungsvermögen sorgt dafür, dass gebrauchtes Mittel nicht in die Flasche zurückläuft.

• MiniDipper™

Als Alternative zur beliebten Nr. 1, dem Original-Non-Return, gibt es den MiniDipper mit 15 ml-Becher, der auch zu Tieren mit kleineren Zitzen passt.

• TwinDipper™

Als Alternative zur beliebten Nr. 1, dem Original-Non-Return, gibt es einen Becher, der eigens zum leichten Auftragen von filmbildenden oder „Barriere-Dipps“ mit höherer Viskosität entwickelt wurde. Durch seine zwei Schläuche am Becheraufsatz braucht man deutlich weniger Kraft.

• UniDipper™

Mit seinem „Flachprofil“ ist er so konzipiert, dass er sich für Kühe, Ziegen und Schafe eignet sowie dann, wenn der Melker den Dippbecher lieber seitlich ansetzt, z.B. bei Anbindehaltung. Durch den einzigartigen Dippmittelbehälter DipWell™ wird Dippmittelvergeudung vermieden und weil es ihn mit einem oder zwei Schläuchen gibt, passt er für so ziemlich alle Dippmittel.

• StandardDipper™

Der allererste Dippbecher der Welt besticht durch seinen großen, abgewinkelten Becheraufsatz, der leichtes Auftragen und beste Zitzenbedeckung gewährleistet.

