

AMBIC®

...diseñado para el productor lechero actual

Elija el vaso para dipping apropiado para su aplicación

Modelo/ Característica	Standard Dipper	No.1 Non Return	Mini Dipper	Twin Dipper	Uni Dipper	Multi Foamer
Sin retorno		✓	✓	✓	✓	
Desinfectantes estándares	✓	✓	✓		✓	
Desinfectantes de barrera				✓	✓	
Desinfectantes espumosos						✓
Vaso de 15ml			✓			
Vaso de 30ml	✓	✓		✓	✓	✓
Vacas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cabras					✓	
Ovejas					✓	
Animales con pezones chicos			✓			✓
Compatible con DipMizer	✓	✓	✓	✓	✓	

Números de las piezas:

ADM/101-B DipMizer – paquete de uno - Azul

ADM/103-B DipMizer – paquete de tres - Azul

ADM/030-5 Sólo cepillo DipMizer – paquete de cinco

SU DISTRIBUIDOR LOCAL DE AMBIC:



Ambic Equipment Limited
Avenue Four, Station Lane,
Witney, Oxfordshire,
OX28 4XT. England
Tel: +44 (0) 1993 701936/7
Fax: +44 (0) 1993 779039
Email: sales@ambic.co.uk



ISO 9001
FM 09784

SHEET No. DM6408 01.05.10

© Ambic Equipment Limited 01.05.10

www.ambic.co.uk

AMBIC®

DipMizer™

Del proveedor líder de vasos para dipping del mundo



- Elimina exceso de desinfectante del pezón
- Removible fácilmente para la limpieza regular de rutina
- De fácil limpieza disminuyendo así el riesgo de contaminación
- Se adapta a todos los vasos para dipping (no espumoso) de Ambic
- Las cerdas de baja densidad remueven la cantidad justa de desinfectante, pero no demasiado...

leading best practice in livestock health management

AMBIC®

AMBIC®

Como funciona DipMizer

- El vaso para dipping tradicional aplica la sustancia de inmersión al pezón mediante la inmersión del pezón en el desinfectante y revistiéndolo con dicha sustancia.
- Al agregar el dispositivo DipMizer™ se agrega un paso de 'barrido' a la rutina de inmersión para remover el exceso de desinfectante del pezón de la vaca a medida que se saca del vaso de dipping – ahorrando dinero al productor – ahorrando consumo innecesario de desinfectante.
- Remover demasiado desinfectante del pezón puede ser contraproducente puesto que se puede poner en riesgo la salud de la ubre. El DipMizer™ está diseñado con cerdas especiales para remover la cantidad justa de desinfectante, pero no demasiado para que el pezón está bien protegido.
- Retire siempre el cepillo del DipMizer™ al final de la ordeña y sanitizar en una solución de limpieza para reducir el riesgo de contaminación.
- Use un accesorio de cepillo limpio para cada ordeña según lo recomendado por un estudio de evaluación realizado por el Instituto de Salud Animal de Compton, Reino Unido.

Use DipMizer con estos vasos para dipping

• Vaso para dipping Original No1. Non Return™

El primer vaso para dipping no retorno del mundo que lidera el mundo en calidad y se mantiene como el vaso para dipping más vendido del mundo.

Tiene una capacidad de 30 ml y un diseño no retorno que impide que el desinfectante contaminado vuelva a la botella con el agente químico.

• MiniDipper™

Una alternativa al popular vaso para dipping Original No. 1 Non Return con capacidad de 15ml para vacas con pezones más pequeños.

• TwinDipper™

Una versión alternativa al vaso para dipping No. 1 Original Non-Return Dip Cup diseñada para facilitar la aplicación de desinfectantes de mayor viscosidad, más espesos que forman una película que actúa como barrera protectora. Los tubos de aplicación dobles reducen el esfuerzo necesario para dispensar el desinfectante.

• UniDipper™

Un diseño de 'bajo perfil' apropiado para aplicar dipping a los pezones de vacas, cabras y ovejas o para productores que prefieren una rutina de dipping de acción lateral, como en el caso de estabulación fija.

Característica única DipWell™ para evitar derramar y una elección de uno o dos tubos de aplicación para adaptarse a la mayoría de los desinfectantes.

• StandardDipper™

El primer vaso para dipping del mundo con un vaso de gran ángulo que facilita la aplicación y proporciona una cobertura máxima.

